



**GBT **

**CIRÚRGICA E  
MATERIAIS HOSPITALARES**

# LINHA CIRÚRGICA E HOSPITALAL

INOVAÇÃO PARA SALVAR VIDAS

PORTFÓLIO DE PRODUTOS

2025



Campo Cirúrgico para  
Laparotomia  
250 / 200 X 307 cm  
REF GB118

Frente



Trás



## Campo Cirúrgico Para Cobertura de Mesa de Instrumentos

150 x 200 cm  
REF GB129

---

Frente





Kit Cirúrgico para  
Parto / Litotomia

Fechado



Aberto




## Kit Cirúrgico para Parto / Litotomia

### Itens

- 1 Campo cirúrgico inferior com bolsa coletora de fluídos  
**200 x 300 cm**
- 2 Perneiras  
**75 x 120 cm**
- 1 Campo de cobertura de mesa instrumental  
**150 x 200 cm**
- 1 Manta RN  
**100 x 100 cm**
- 1 Campo cirúrgico superior com reforço absorvente e impermeável  
**100 x 150 cm**
- 4 Fitas adesivas avulsas  
**5 x 50 cm**

### Frente





Kit Cirúrgico para  
Cesárea

Fechado



Aberto




## Kit Cirúrgico para Cesárea

---

### Itens

- 1 Campo cirúrgico com filmes incisional  
**200 x 300 cm**
- 1 Manta recém nascido  
**100 x 100 cm**
- 4 Fitas adesivas avulsas  
**5 x 50 cm**
- 1 Campo cobertura de mesa instrumental  
**150 x 300 cm**

Frente





## Avental Cirúrgico SMS Reforçado Manga Longa

Fabricado em material SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), combina resistência, leveza e barreira contra líquidos e microorganismos. Possui mangas longas com punhos ajustados, proporcionando maior cobertura e segurança durante procedimentos cirúrgicos, garantindo proteção tanto para o profissional quanto para o paciente

### Principais Características

- Fabricado em SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), garantindo resistência, leveza e conforto
- Atende às exigências de segurança e higiene em ambientes cirúrgicos e clínicos

### Tamanhos

- G
- GG
- GGG



## Curativo de Biocelulose

---

O curativo de celulose Xcell proporciona um ambiente de cicatrização úmido que prepara o leito da ferida ao eliminar tecidos inviáveis, reduzir a carga bacteriana, controlar o exsudato e expor o tecido de granulação saudável.

## Principais Características

---

- Ideal para o tratamento de queimaduras superficiais de segundo grau
- A textura macia e a propriedade não aderente ajudam a minimizar a dor durante a troca do curativo

## Tamanhos

---

- 9 x 9 cm
- 15 x 20 cm





## Curativo de Xeroform

É um curativo estéril e não adesivo impregnado com petrolato e 3% de tribromofenato de bismuto. É amplamente utilizado em ambientes médicos para proteger e auxiliar na cicatrização de feridas, oferecendo propriedades antibacterianas leves.

## Principais Características

- Mantém o ambiente da ferida úmido, essencial para uma cicatrização eficaz
- O processo de fabricação com fios de urdidura dupla garante que não haja extremidades de fios soltas.

## Tamanhos

- 2,5 x 20 cm
- 5 x 5 cm
- 10 x 10 cm
- 12,5 x 22,5 cm





## Curativo de Espuma com PHMB e Prata


PHMB, nome completo **polihexametileno biguanida**, é um polímero de amplo espectro que elimina bactérias, reduz a penetração bacteriana no curativo, limita a contaminação cruzada e promove um ambiente favorável à cicatrização. A linha **Ag** combina gestão eficaz do exsudato com ação antimicrobiana em um único curativo.

### Principais Características

- Liberação estável e sustentada de íons de prata, exercendo efeitos bactericidas e reduzindo efetivamente o risco de infecção
- O efeito antibacteriano é equivalente ao **Molnlycke Mepilex Ag**

### Tamanhos

- 2,5 x 20 cm
- 5 x 5 cm
- 10 x 10 cm
- 12,5 x 22,5 cm





## Fibra Gelificante com Prata

Absorve uma grande quantidade de exsudato da ferida e bactérias, formando um gel macio e adesivo que adere à superfície da ferida. Ele mantém um ambiente úmido, ajudando a remover tecidos não viáveis da ferida. Esse curativo auxilia no processo de cicatrização e contribui para minimizar o risco de infecção.

### Principais Características

- Retém o exsudato e as bactérias
- Evita a maceração da pele saudável ao redor da ferida
- Adere firmemente à ferida
- Reduz espaços mortos que poderiam favorecer o crescimento bacteriano
- Mantém o leito da ferida constantemente úmido
- Proporciona um efeito antimicrobiano
- Promove a autólise e auxilia na remoção de tecido necrótico



## Curativo de Alginato com Prata

A prata proporciona propriedades antimicrobianas, enquanto o alginato ajuda a absorver o exsudato da ferida, formando um gel que mantém o ambiente úmido e promove a cicatrização.

### Principais Características

- Feridas pós-operatórias
- Feridas traumáticas (lesões dérmicas, ferimentos traumáticos ou incisões)
- Úlceras venosas nas pernas
- Úlceras por pressão
- Úlceras diabéticas
- Áreas de enxerto e locais doadores
- Queimaduras de segundo grau (superficiais e de espessura parcial)





## Tira de Enchimento com PHMB

Com propriedades antimicrobianas, visa prevenir infecções durante o processo de cicatrização, especialmente em contextos pós-cirúrgicos, aumentando a segurança dos pacientes.

## Principais Características

- Adequado para feridas exsudativas, curativos primários para queimaduras de primeiro e segundo grau, estabilização (curativo cirúrgico seguro) e prevenção de movimentos em curativos de feridas cirúrgicas, bem como para enchimento de feridas

## Tamanhos

- 0.635 cm x 0.9144 m
- 1.27 cm x 0.9144 m
- 2.54 cm x 0.9144 m



## Tira de Enchimento com Iodoform


Projetado para o tratamento eficaz de feridas infectadas ou necróticas, oferecendo redução nos riscos de infecção e com expectativa de mostrar um crescimento significativo.

### Principais Características

- Ideal para feridas profundas, em passagens nasais e seios paranasais.
- Essencial no controle da hemostasia, na melhoria da drenagem e na facilitação da remoção de tecido desvitalizado

### Tamanhos

- 0.64 cm x 4.57 m
- 1.27 cm x 4.57 m
- 2.54 cm x 4.57 m
- 5.08 cm x 4.57 m





## Tira de Enchimento com Cloreto de Sódio Hipertônico


Projetado para o tratamento eficaz de feridas infectadas ou necróticas, oferecendo uma redução nos riscos de infecção e com previsão de apresentar um crescimento significativo.

### Principais Características

- Ideal para feridas exsudativas e/ou infectadas, facilitando a drenagem e a limpeza biológica
- Apoia a autólise e o desbridamento da ferida, sendo adequado para necessidades de preenchimento de feridas

### Tamanhos

- 1.27 cm x 4.57 m



## Curativo de Espuma com Borda Suave

É um curativo eficaz, absorvente e com borda adesiva macia. Ele possui uma camada de contato com a ferida feita de silicone macio e perfurado, que ajuda a manter um ambiente úmido para a cicatrização. É projetado para prevenir danos à pele ou tratar feridas com baixa a alta exsudação

Este tipo de curativo é ideal para gerenciar feridas enquanto protege a pele ao redor, reduzindo o risco de irritação e facilitando a remoção do .

### Principais Características

- Menos dor e trauma durante a remoção
- Permite reaplicações conforme necessário
- Disponível nos formatos Sacro, Calcanhar e Oval para maior escolha clínica.
- Alta capacidade de absorção e funciona sob compressão (exceto na versão com borda leve)





## Curativo de Espuma com Borda Suave

---

### Tamanhos

---

- 5 cm x 5 cm
- 7.5 cm x 7.5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 12.5 cm x 12.5 cm
- 15 cm x 15 cm
- 18 cm x 18 cm
- 10 cm x 20 cm
- 5.5 cm x 12 cm
- 20 cm x 20 cm
- 8 cm x 15 cm
- 10 cm x 30 cm




## Curativo de Espuma com Borda Suave

---

### Tamanhos

---

- 4 cm x 5 cm
- 5 cm x 12.5 cm
- 7.5 cm x 7.5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 15 cm
- 15 cm x 15 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm
- 8 cm x 15 cm
- 10 cm x 12 cm





## Curativo de Espuma com Borda Suave para Sacro

### Tamanhos Modelo 1


- 17.1 cm x 17.9 cm
- 22 cm x 22 cm
- 17 cm x 17 cm

### Tamanhos Modelo 2

- 17.1 cm x 17.9 cm

### Tamanhos Modelo 3

- 18.3 cm x 17.3 cm
- 23 cm x 22.5 cm




## Curativo de Espuma com Borda Suave para Sacro

### Tamanhos Modelo 4

- 18.3 cm x 18.3 cm
- 23.4 cm x 23.4 cm

### Tamanhos Modelo 5

- 18 cm x 18 cm






## Curativo de Espuma com Borda Suave em Formato Oval

### Tamanhos Modelo 1

- 8.6 cm x 7.7 cm

### Tamanhos Modelo 2

- 7.5 cm x 9.5 cm
- 10 cm x 12.5 cm
- 13.5 cm x 16.5 cm
- 16 cm x 20 cm



## Curativo de Espuma com Borda Suave Pós-Operatório ExtraFlex

### Tamanhos

- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm






## Curativo de Espuma Suave Sem Borda

Curativo conformável e de silicone macio projetado para transferência de exsudato, indicado para uma ampla variedade de feridas agudas e crônicas com exsudação moderada. Ele ajuda a manter um ambiente úmido na ferida, quando combinado com um curativo secundário adequado.

### Principais Características

- Menos dor e trauma durante a remoção
- Permite reaplicação de retenção secundária
- Alta capacidade de absorção e funciona sob compressão (exceto na versão com borda leve)
- Também disponível no formato para calcanhar, oferecendo mais opções clínicas

Tamanhos prox. página



## Curativo de Espuma Suave Sem Borda

---

### Tamanhos Modelo 1

---

- 4 cm x 5 cm
- 5 cm x 5 cm
- 5 cm x 12.5 cm
- 6 cm x 8.6 cm
- 7.5 cm x 7.5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm
- 15 cm x 15 cm
- 15 cm x 20 cm
- 20 cm x 20 cm
- 20 cm x 50 cm
- 12 cm x 19 cm
- 8 cm x 15 cm
- 10 cm x 12 cm

### Tamanhos Modelo 2


---

- 12 cm x 19 cm

1



2





## Curativo de Espuma Adesivo

Curativo adesivo, mas não aderente, para feridas com níveis moderados a altos de exsudato.

### Principais Características

- Adesivo acrílico de baixa alergia que adere à pele intacta, mas não à ferida
- Alta capacidade de absorção e funciona sob compressão
- Adesivo acrílico de baixa alergia que adere à pele intacta, mas não à ferida
- A visualização evita trocas desnecessárias de curativo e economiza tempo da equipe de enfermagem

### Tamanhos

- 10 cm x 12 cm
- 7.5 cm x 7.5cm
- 10 cm x 10 cm
- 15 cm x 15 cm



## Curativo de Espuma Não Adesivo

---

Para uso geral em feridas com níveis moderados a altos de exsudato. Ideal para áreas onde a pele ao redor está fragilizada. Oferece proteção macia e acolchoada por até sete dias.

### Principais Características

---

- Oferece proteção macia e acolchoada
- Precisa ser fixado com um curativo secundário
- Alta capacidade de absorção e funciona sob compressão (exceto na versão com borda leve)
- Também disponível nos formatos para calcanhar e traqueostomia, oferecendo mais opções clínicas

### Tamanhos Prox. Página

---





## Curativo de Espuma Não Adesivo

---

### Tamanhos Modelo 1

---

- 4 cm x 5 cm
- 5 cm x 5 cm
- 5 cm x 12.5 cm
- 6 cm x 8.6 cm
- 7.5 cm x 7.5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm
- 15 cm x 15 cm
- 15 cm x 20 cm
- 20 cm x 20 cm
- 20 cm x 50 cm
- 12 cm x 19 cm
- 8 cm x 15 cm
- 10 cm x 12 cm



## Curativo de Espuma Não Adesivo

---

### Tamanhos Modelo 1

---

- 4 cm x 5 cm
- 5 cm x 5 cm
- 5 cm x 12.5 cm
- 6 cm x 8.6 cm
- 7.5 cm x 7.5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm
- 15 cm x 15 cm
- 15 cm x 20 cm
- 20 cm x 20 cm
- 20 cm x 50 cm
- 12 cm x 19 cm
- 8 cm x 15 cm
- 10 cm x 12 cm





## Curativo de Espuma Não Adesivo

---

### Tamanhos Modelo 2

---

- 12 cm x 19 cm

### Tamanhos Modelo 3

---

- 8.8 cm x 8.8 cm
- 10 cm x 10 cm
- 7.5 cm x 7.5 cm

2



3



## Curativo Super Absorvente

Máxima absorção com materiais super absorventes, sendo indicado para feridas superficiais, de exsudação moderada a severa, como úlceras venosas nas pernas, úlceras diabéticas nos pés e algumas úlceras de pressão.

## Principais Características

- Camada de respaldo SMS repelente à água, mas permeável
- Tecnologia de polímero super absorvente (SAP)
- Desempenho ótimo na cicatrização da ferida
- Alta capacidade de retenção de fluidos
- Confortável e amigável à pele
- Disponível com ou sem adesivo de silicone

## Tamanhos Prox. Página





## Curativo Super Absorvente

---

### Tamanhos

---

- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 30 cm
- 15 cm x 15 cm
- 15 cm x 20 cm
- 20 cm x 20 cm
- 20 cm x 30 cm
- 20 cm x 45 cm
- 30 cm x 45 cm



## Curativo de Alginato

Curativo estéril, altamente conformável e absorvente, ideal no tratamento de feridas com exsudato moderado a elevado, como úlceras de pressão, venosas, arteriais, diabéticas bem como de doadores e feridas cirúrgicas.

## Principais Características

- Absorve 17 vezes seu próprio peso em exsudato
- Permite a troca de íons de cálcio e sódio, auxiliando na cicatrização da ferida
- Não adere à ferida
- As fibras de alginato são misturadas no local, e a fórmula pode ser personalizada de acordo com as especificações do cliente

## Tamanhos

- 5 cm x 5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 15 cm x 15 cm
- 20 cm x 30 cm
- 30 cm x 2 cm
- 45 cm x 2 cm





## Curativo de Alginato

Curativo estéril, altamente conformável e absorvente, ideal no tratamento de feridas com exsudato moderado a elevado, como úlceras de pressão, venosas, arteriais, diabéticas bem como de doadores e feridas cirúrgicas.

## Principais Características

- Absorve 17 vezes seu próprio peso em exsudato
- Permite a troca de íons de cálcio e sódio, auxiliando na cicatrização da ferida
- Não adere à ferida
- As fibras de alginato são misturadas no local, e a fórmula pode ser personalizada de acordo com as especificações do cliente

## Tamanhos

- 5 cm x 5 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 15 cm x 15 cm
- 20 cm x 30 cm
- 30 cm x 2 cm
- 45 cm x 2 cm



## Fibra Gelificante

Coberturas absorventes para feridas que ajudam a gerenciar o drenamento e a remoção de tecido morto, danificado e infectado da ferida. À medida que o fluido da ferida é absorvido pelo curativo, forma-se um gel.

## Principais Características

- Todos os pacientes com feridas infectadas agudas e crônicas
- Feridas planas
- Feridas irregulares ou com laceração

## Tamanhos

- 10 cm x 10 cm
- 2 cm x 45 cm





## Curativo Não Tecido

Composto por uma borda adesiva de material não tecido, com uma almofada de baixa aderência e papel de liberação, proporcionando uma gestão simples e eficaz de feridas com exsudação leve a moderada, como incisões cirúrgicas, queimaduras pequenas, cortes e abrasões.

### Principais Características

- Capa suave e respirável
- Adapta-se bem aos contornos do corpo
- Almofada altamente absorvente minimiza o vazamento de fluido
- Adesivo acrílico hipoalergênico
- O papel protetor permite aplicação rápida sem o risco de tocar na almofada absorvente ou na área adesiva com os dedos ou pinças
- Versões à prova d'água e repelente à água estão disponíveis

### Tamanhos Prox. Página



## Curativo Não Tecido

---

### Tamanhos

---

- 5 cm x 5 cm
- 7 cm x 5 cm
- 8 cm x 15 cm
- 10 cm x 8 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 12 cm
- 10 cm x 15 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm
- 10 cm x 35 cm
- 15 cm x 15 cm





## Curativo Transparente Para Feridas

Consiste em uma película de poliuretano revestida com adesivo acrílico e liner de liberação. Ele é utilizado em feridas com exsudação baixa a moderada, feridas agudas, locais de cateteres intravenosos e como curativo secundário.

### Principais Características

- Protege a ferida contra contaminações externas, mas permite que a pele respire
- O design com corte em "S" facilita a remoção do liner de poliuretano
- Adesivo acrílico hipoalergênico
- Maior tempo de uso em comparação com curativos não tecidos (até 7 dias)
- Vários modelos disponíveis

### Tamanhos Prox. Página





## Curativo Transparente Para Feridas

### Tamanhos Cantos Arredondados

- 7 cm x 5 cm
- 6 cm x 7 cm
- 10 cm x 6 cm
- 9 cm x 6 cm
- 8 cm x 12 cm
- 10 cm x 12 cm
- 10 cm x 15 cm
- 9.5 cm x 8.5 cm
- 15.5 cm x 8.5 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 10 cm x 30 cm
- 10 cm x 35 cm
- 20 cm x 30 cm





## Curativo Transparente Para Feridas

### Tamanhos Cantos Retos

- 5.3 cm x 7 cm
- 5.3 cm x 8 cm
- 7.3 cm x 8 cm
- 10 cm x 7 cm
- 10 cm x 9 cm
- 10 cm x 12 cm
- 12 cm x 9 cm
- 15 cm x 9 cm
- 20 cm x 9 cm
- 25 cm x 9 cm
- 30 cm x 9 cm



## Curativo Transparente Para Feridas

### Tamanhos Horizontais


- 6 cm x 7 cm
- 6 cm x 9 cm
- 6 cm x 10 cm
- 10 cm x 12cm
- 10 cm x 14 cm
- 10 cm x 20 cm
- 15 cm x 20 cm
- 10 cm x 25 cm
- 12 cm x 12 cm
- 10 cm x 11.5 cm
- 4 cm x 5 cm
- 7 cm x 9 cm
- 20 cm x 20 cm
- 20 cm x 30 cm
- 9 cm x 10 cm
- 9 cm x 15 cm
- 9 cm x 20 cm
- 9 cm x 30 cm
- 9 cm x 35 cm






# Tamanhos


## 6x7cm



## 4x5cm




## 10x12cm




# Tamanhos


6x9cm      10x14cm  
6x10cm     10x20cm




12x12cm



15x20cm



10x25cm





## Curativo Filme Transparente


Utilizado por profissionais de saúde para cortar o comprimento necessário e aplicá-lo em feridas dos pacientes, também é usado para fixação e conexão de dispositivos médicos, como drenos, cateteres, sondas, instrumentos de medição, entre outros.

### Principais Características

- Fabricado em material não tecido ou poliuretano (PU)
- Usado para fixar diferentes tipos de tubos e curativos primários
- Flexível e com tamanhos personalizados
- Funciona como curativo secundário
- Adequado para prevenção de lesões esportivas

### Tamanhos

- 2.5 cm x 10 m
- 5 cm x 10 m
- 10 cm x 10 m
- 15 cm x 10 m
- 20 cm x 10 m
- 30 cm x 10 m



## Meia de Compressão

Ajudam a promover a circulação sanguínea, aplicando compressão graduada nos membros inferiores. Essas meias são eficazes na **prevenção de varizes** e na redução do risco de trombose venosa profunda (TVP).

## Principais Características

- Fabricado em material não tecido ou poliuretano (PU)
- Usado para fixar diferentes tipos de tubos e curativos primários
- Flexível e com tamanhos personalizados
- Funciona como curativo secundário
- Adequado para prevenção de lesões esportivas

## Tamanhos

- Até o Joelho : S, M, L, XL, XXL e XXXL
- Até a Coxa: S, M, L, XL e XXXL





## Meia de Compressão

Acelera o fluxo sanguíneo das pernas em direção ao coração, reduzindo a acumulação de sangue nos membros inferiores e eliminando o edema resultante. As meias oferecem diferentes níveis de compressão, variando de **Classe I a Classe II**.

## Principais Características

### Classe I

- Leve varicosidade
- Prevenção de edema
- Pós-operatório venoso

### Classe II

- Linfedema moderado nos membros superiores
- Linfedema pediátrico moderado a grave

## Tamanhos

- Classe I Joelho e Coxas : S, M, L, XL
- Classe II Joelho e Coxas : S, M, L, XL,



## Bandagem de Compressão

Utilizadas para aplicar pressão em áreas ou lesões específicas do corpo. Elas ajudam a minimizar o inchaço ao impedir o acúmulo de líquidos no local da lesão. Pode ser aplicada por meio de mangas de compressão, que geralmente são usadas para o manejo de longo prazo.

### Principais Características

- Elasticidade permanente, sendo reutilizável até 40 vezes após a limpeza.
- Elasticidade estável
- Boa resiliência proporciona uma pressão constante e duradoura
- Esterilização a alta temperatura (134°C)

### Tamanhos Prox. Página





## Bandagem de Compressão

### Tamanhos Marrom

- 6 cm x 500 cm
- 8 cm x 500 cm
- 10 cm x 500 cm
- 12 cm x 500 cm

### Tamanhos Branco

- 6 cm x 400 cm
- 8 cm x 400 cm
- 10 cm x 400 cm
- 12 cm x 400 cm
- 15 cm x 400 cm
- 5 cm x 450 cm
- 7.5 cm x 450 cm
- 10 cm x 450 cm
- 17.7 cm x 450 cm
- 6 cm x 500 cm
- 8 cm x 500 cm
- 10 cm x 500 cm



## Curativo de Emulsão Oleosa

Contém uma emulsão à base de óleo, projetada para promover a cicatrização ao criar uma barreira que ajuda a manter a umidade no local da ferida. Esse recurso de retenção de umidade é fundamental para evitar que a ferida seque.

## Principais Características

- Anti-adesivo, Melhor Drenagem, Minimiza o risco de siltamento
- Excelente conformidade, adequado para diferentes partes do corpo
- Não descasca, mais seguro, melhor para crianças

## Tamanhos

- 7.5 cm x 7.5 cm
- 7.5 cm x 23 cm
- 7.5 cm x 40.5 cm
- 12.5 cm x 23 cm
- 23 cm x 46 cm





## Curativo de Gaze com Parafina

Curativo altamente confortável, composto por fibras de acetato impregnadas com petrolato branco em uma mistura de emulsão oleosa. Ele protege as feridas, permite que o exsudato seja liberado e ajuda a garantir a remoção do curativo de forma praticamente indolor.

## Principais Características

- Adere e se ajusta a todos os contornos do corpo
- Proporciona um ambiente úmido na ferida, favorável à cicatrização
- Especialmente adequado para queimaduras superficiais de segundo grau em estágio inicial ou feridas agudas superficiais de segundo grau
- Não oclusivo, permitindo que o exsudato flua para longe da ferida e para o curativo secundário

## Tamanhos Prox. Página





## Curativo de Gaze com Parafina

---

### Tamanhos

---

- 5 cm x 5 cm
- 7.5 cm x 10 cm
- 10 cm x 10 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 30 cm
- 10 cm x 40 cm
- 15 cm x 20 cm
- 20 cm x 30 cm
- 10 cm x 700 cm
- 19 cm x 500 cm





## Contato Malha de Silicone

Curativo primário transparente, perfurado e atraumático, revestido com um adesivo de silicone suave. Este produto é utilizado em combinação com um curativo secundário absorvente, o que minimiza o risco de maceração, protege o leito da ferida durante as trocas de curativo e ajuda a prevenir dor e trauma durante a remoção.

## Principais Características

- Durabilidade, proporciona até 14 dias de tempo de uso
- Minimiza o risco de dor durante a troca de curativo
- Sem congestão de exsudato, minimiza a maceração
- A transparência do curativo permite fácil inspeção da ferida

## Tamanhos

- 5 cm x 7.5 cm
- 7.5 cm x 10 cm
- 8 cm x 10 cm
- 10 cm x 15 cm
- 10 cm x 18 cm
- 10 cm x 20 cm
- 15 cm x 25 cm
- 17 cm x 25 cm
- 20 cm x 30 cm



## Curativo de Hidrocolóide

Combina as propriedades de absorção de água do polímero solúvel em água com a viscosidade do material de borracha. Após a aplicação na ferida, as partículas do polímero solúvel em água incham e absorvem água, proporcionando um ambiente úmido de cicatrização para a superfície da ferida, enquanto o substrato de borracha faz com que o curativo grude na ferida. É ideal para feridas com exsudato baixo a moderado, como feridas causadas por facas, feridas cirúrgicas, úlceras e etc..

## Principais Características

- Semi-permeável e respirável
- Excelente absorção
- Excelente elasticidade
- Auto-adesivo, conveniente e confortável
- Fácil de remover

## Tamanhos Prox. Página





## Curativo de Hidrocolóide

---

### Tamanhos 0.5 mm e 1 mm

---

- 5 cm x 5 cm
- 5 cm x 10 cm
- 5 cm x 20 cm
- 5 cm x 25 cm
- 10 cm x 10 cm
- 14 cm x 14 cm
- 15 cm x 15 cm
- 20 cm x 20 cm

### Tamanhos 1.3 mm

---

- 10 cm x 10 cm
- 14 cm x 14 cm
- 15 cm x 15 cm
- 20 cm x 20 cm



## Fita de Fechamento de Ferida

São tiras de fita cirúrgica porosa que podem ser usadas para fechar feridas pequenas. Disponíveis em vários substratos diferentes, as fitas adesivas confortáveis são usadas para segurar, fechar e apoiar pequenos cortes e feridas. Elas permanecem firmemente no lugar, permitindo que a pele respire enquanto a ferida cicatriza. Elas ajudam a prevenir a maceração e apresentam um risco menor de infecção do que pontos ou grampos.

## Principais Características

- Excelente respirabilidade
- Adesivo acrílico hipoalergênico
- Não traumatiza as bordas da ferida, permitindo um fechamento quase indolor
- Reduz as cicatrizes
- Resistente a rasgos

## Tamanhos Prox. Página





## Fita de Fechamento de Ferida

### Tamanhos

- 10 mm x 50 mm
- 3 mm x 75 mm
- 6 mm x 100 mm
- 6 mm x 75 mm
- 6 mm x 38 mm
- 13 mm x 100 mm
- 25 mm x 100 mm
- 25 mm x 120 mm



## Curativo de Silicone para Cicatrizes

Curativo macio e flexível aplicado sobre as cicatrizes. Ele contém silicone, que pode ajudar a melhorar a cor, a altura e a textura de uma cicatriz. O silicone também pode aliviar a coceira e o desconforto causados pela cicatriz.

### Principais Características

- Alivia a coceira e o desconforto
- Flexível e com boa permeabilidade
- Adesivo suave, sem necessidade de curativos secundários
- Lavável e pode ser usado repetidamente
- Minimiza a dor nos pacientes e o trauma à pele durante a remoção do curativo

### Tamanhos

- 3 cm x 12 cm
- 6 cm x 12 cm
- 3 cm x 15 cm
- 6 cm x 15 cm



- Opção de tamanhos personalizados consulte o pedido mínimo.



## Dispositivo de Colheita de Células Autólogas

Usado para fornecer um ambiente de vibração e temperatura constantes para instituições médicas separarem células epidérmicas  
Ideal para pacientes com vitiligo e outros que necessitam de enxertos de pele.

Frente



## NPWT (Terapia de Pressão Negativa para Feridas) de Uso Único

Microdeformação: causa uma contração imediata das bordas da ferida

Estimula o desenvolvimento de tecido de granulação

Reduz o acúmulo de fluido intersticial ou edema

Reduz a promoção do edema, altera o fluxo sanguíneo e favorece a formação de novos vasos sanguíneos

Redução de infecções no local cirúrgico e aceleração da cicatrização.

### Principais Características

- Protege a incisão contra contaminação externa
- Ajuda a manter as incisões unidas, reduzindo as forças de tensão laterais
- Auxilia no aumento da atividade do sistema linfático nos tecidos profundos através da redução do fluido da ferida

### Tamanhos Prox. Página





## NPWT (Terapia de Pressão Negativa para Feridas) de Uso Único

### Tamanhos Pequeno

- 15 cm x 20 cm

### Tamanhos Grande

- 20 cm x 25 cm
- 10 cm x 20 cm
- 10 cm x 30 cm
- 10 cm x 40 cm
- 15 cm x 15 cm
- 15 cm x 20 cm
- 15 cm x 30 cm
- 20 cm x 20 cm
- 20 cm x 25 cm



## Colágeno e Substituto Dérmico

Colágeno extraído do tendão de Aquiles de vaca, com maior pureza de colágeno tipo 1 do que a pele de porco, facilitando melhor o crescimento dos vasos sanguíneos. Extraído a uma temperatura de 4 graus, o que proporciona uma melhor preservação e ativação do colágeno.





## Curativo Transparente Antimicrobiano com CHG

Mais de 20 anos de experiência na produção de curativos de filme transparente e reconhecimento consistente de clientes internacionais.

Excelente aderência, fácil de rasgar.

Muito suave, respirável e confortável, sem sensação de aperto.

Cor transparente do CHG + almofada de hidrogel e formato mais regular, diferente dos principais concorrentes no mercado, permitindo melhor visualização e sem conflito de patentes.



## Curativo Transparente Reforçado para I.V

O curativo transparente reforçado para I.V. é composto por uma película de poliuretano com uma borda de não tecido, revestida com adesivo acrílico. Nosso curativo oferece fixação segura e flexível para dispositivos intravasculares, como cateteres I.V., cateteres periféricos, cateteres centrais e cateteres pediátricos. O reforço de não tecido proporciona resistência extra para uma fixação confiável.

### Principais Características

- Borda de estabilização reforçada
- Protege a ferida da contaminação externa, permitindo que a pele respire
- Entrega em formato "Picture-Frame", permitindo aplicação com uma única mão
- Adesivo acrílico hipoalergênico

### Tamanhos Prox. Página





## Curativo Transparente Reforçado para I.V


### Tamanhos

- 7 cm x 8.5 cm
- 8.5 cm x 10.5 cm
- 5 cm x 5.7 cm
- 10 cm x 15.5 cm
- 8.5 cm x 11.5 cm
- 9 cm x 10.5 cm
- 6 cm x 7 cm
- 10 cm x 12 cm
- 11 cm x 15 cm
- 6.5 cm x 7 cm
- 10 cm x 15 cm
- 7 cm x 9 cm




# Tamanhos



6.5x7cm



10x12cm



8.5x11.5cm





## Curativo Transparente com Revestimento de Rede de Alta MVTR

Revestimento de rede de alta MVTR é um filme responsivo à umidade, com uma taxa de transmissão de vapor de água significativamente mais alta do que os filmes padrão. É indicado para feridas com exsudato baixo a moderado, feridas agudas, locais de cateter I.V. e como curativo secundário.

### Principais Características

- A camada de filme à prova d'água que cobre o curativo ajuda a proteger a ferida contra contaminação externa
- A maior permeabilidade e o filme à prova d'água melhoram o conforto do paciente, reduzindo o número de trocas de curativo não programadas
- Pode ser utilizado por até 7 dias, dependendo do estado da ferida. Recomenda-se para pacientes com maior transpiração e em ambientes quentes e úmidos.





# FALE CONOSCO

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO

**Cláudio Figueiredo**

[claudio@gbtex.com.br](mailto:claudio@gbtex.com.br)

 (13) 99139-9298

